





TAPPI DI SUGHERO MICROAGGLOMERATI RIFINITI



Cilindro di sughero agglomerato con un 90% di granulometria compresa tra 0,25 mm e 2,50 mm

Fabbricato secondo le norme UNE e la certificazione SYSTECODE PREMIUM.

Usò consigliato: *vini da tavola, vini a rotazione rapida e vini giovani.*

CARATTERISTICHE	PARAMETRI	SPECIFICHE
 DIMENSIONALI	Lunghezza Diametro	da 38 a 49 mm \pm 0,5 mm da 23,5 a 24 mm \pm 0,3 mm
 FISICHE	Densità Umidità Capillarità Forza di estrazione Recupero diametrico istantaneo Recupero diametrico dopo 5 minuti Recupero diametrico dopo 1 ora Deagglomerazione	240 – 350 Kg/m ³ 3 – 8% \leq 2,5 mm 15 – 40 daN \geq 86% \geq 90% \geq 95% Assenza
 SENSORIALI	Olfattivo	Neutro
 CROMATOGRAFICHE	TCA	In base al protocollo del cliente
 CHIMICHE	Ossidanti residui	Negativo

TIPOLOGIE

Sono disponibili tutte le tipologie standard. Possibilità di personalizzare i tappi in base alle richieste specifiche di ogni cliente.

METODO DI ANALISI

Tutte le analisi sono realizzate secondo le norme UNE 56921, UNE 56927, UNE 56928 e UNE 56929, e secondo il piano di controllo del Systecode (Codice internazionale per la produzione dei tappi di sughero).

Altri parametri o analisi in base alle specifiche di ogni cliente.